

**Ionisations-Tischgerät ion  
Modelle „S“ (Standard) und „E“ (Elektronik) / T**

	<b>Bezeichnung</b>
	<p><b>Ionisations-Tischgerät SILENT-ion Modell S (Standard)</b></p> <p>Zum Anschluss an alle bekannten Sauerstoffquellen</p> <p>Mikroprozessorgesteuerter Ionisator zur Erzeugung von Negativionen</p> <p>Bedienung über Folientastatur</p> <p>Standard-Ioneneinstellung von 5 Mio. pro cm<sup>3</sup></p> <p>Optische Anzeige des Ionenfunktionsablaufs</p> <p>Abschraubbarer und sterilisierbarer Ionisationskopf</p> <p>Maskennahe Ionenerzeugung im sterilisierbaren Ionisationskopf</p> <p>Gerät komplett einschließlich 1 Satz Standardzubehör</p> <p><b>Ionisations-Tischgerät SILENT-ion Modell E (Elektronik)</b></p> <p>Zum Anschluss an alle bekannten Sauerstoffquellen</p> <p>Mikroprozessorgesteuerter Ionisator zur Erzeugung von Negativionen</p> <p>Bedienung über Folientastatur</p> <p>Ionen von 1, 3 und 5 Mio. pro cm<sup>3</sup> einstellbar</p> <p>Digitale Anzeige der angezeigten Ionenmenge sowie des Ionenfunktionsablaufs</p> <p>Einstellung der Behandlungszeit bis 30 Min.</p> <p>Digitale Anzeige der jeweiligen Restbehandlungszeit</p> <p>Automatische Ionenabschaltung bei Therapierende</p> <p>Maskennahe Ionenerzeugung im sterilisierbaren Ionisationskopf</p> <p>Gerät komplett einschließlich 1 Satz Standardzubehör</p>